



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Zestaw wiertarka/piła chirurgiczna MICROAIRE (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zestaw chirurgiczny **MICROAIRE** jest oprzyrządowaniem który znacząco ułatwia i przyspiesza wykonywanie precyzyjnych zabiegów chirurgicznych. Wysoka wydajność, trwałość i ergonomiczna konstrukcja czynią ją nieocenionym narzędziem w rękach profesjonalistów medycznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - **Pneumatyczna wiertarka / rozwiertak MICROAIRE 7105-200:**
    - Szybkość wiercenia: 750 RPM,
      - Moment obrotowy: 5.6 Nm.,
    - Szybkość rozwiercania otworów: 250 RPM,
      - Moment obrotowy rozwiercania: 16.9 Nm.,
  - **Pneumatyczna piła wahadłowa MICROAIRE 7200-200:**
    - Szybkość piły: 13.000 cpm.,
    - Łuk: 4.5°,
    - 12-pozycyjna rotacja,
    - Zatraskowy system blokowania ostrza,
  - **Wkrętak pinowy 7100-045:**
    - Prędkość operacyjna: 750 RPM.,
    - Akceptowalne średnice:
      - Od 1.6 mm do 2.8 mm,
  - **Łącznik rozwiertaka 7100-008:**
    - Prędkość operacyjna: 250 RPM.,
  - **Łącznik rozwieraka 7100-010 ¼”:**
    - Prędkość operacyjna: 250 RPM.,
  - **Szybko złączka 7100-006:**
    - Szybkość operacyjna: 750 RPM.,
  - **Przewód powietrzny 9201-000:**
    - PSI: Od 80 do 100,
    - 5 - 7 KG / CM<sup>2</sup>,
  - **Oprzyrządowanie umieszczone w sterylnej skrzyni zamykanej na klipsy z uchwytami do swobodnego przenoszenia,**
  - **W zestawie:**
    - Pneumatyczna wiertarka / rozwiertak MICROAIRE 7105-200,
    - Pneumatyczna piła wahadłowa 7200-200,
    - Wkrętak pinowy 7100-045,
    - Łącznik rozwiertaka 7100-008,
    - Łącznik rozwieraka 7100-010 ¼”,
    - Szybko złączka 7100-006,
    - Przewód powietrzny 9201-000,
    - Klucz do wiertła,
    - Sterylna skrzynka z uchwytami,
- Wymiary całkowite oprzyrządowania: 60 x 28 x 16 cm,
- Waga całkowita: 8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

