



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel ginekologiczny MAQUET RADIUS 1557.02BB (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 290 VA,
- **Maquet Radius** służy do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych oraz urologicznych,
- **Tapicerka z aatemem medycznym w kolorze bordowym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Możliwość elektromechanicznej regulacji za pomocą pilota przewodowego ręcznego oraz nożnego:**
  - Wysokości leża w zakresie 61 - 91 cm,
  - Kąta nachylenia:
    - Segmentu pleców w zakresie (- 9°) / 0° / 57°,
    - Siedziska w zakresie 18°,
  - Podczas regulacji kąta nachylenia segmentu pleców automatyczne dostosowanie kąta nachylenia siedziska,
  - Schowek na rolkę z papierem podkładowym o szerokości 38 cm,
  - Wycięcie w tapicerce segmentu pleców na papier podkładowy,
  - 3 zaprogramowane przyciski na pilocie ręcznym,
  - Przycisk S zatrzymujący tryb pracy zaprogramowanego przycisku,
  - Wysuwana misę na nieczystości o Ø 21 cm,
  - Możliwość elektrycznego rozłożenia fotela w pozycji leżącej,
  - Możliwość swobodnej regulacji oparcia nożnego w pionie oraz w zakresie 45° w poziomie,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Pilot przewodowy ręczny,
  - Pilot przewodowy nożny,
  - Misa na nieczystości,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Segmentu pleców: 91 x 61 cm,
  - Siedziska: 61 x 31 cm,
  - Długość w pozycji rozłożonej: 175 cm,
  - Ogólne: 155 x 76 x 138/168 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 kg,
- Waga: 94 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

