



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Unit Laryngologiczny MediTop ExcellENT (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji Holenderskiej,
- ExcellENT to doskonały elegancki modułowy unit laryngologiczny. Elegancka i modułowa konstrukcja sprawia, że ExcellENT jest stylowym urządzeniem zabiegowym, które pasuje do każdego gabinetu zabiegowego lub konsultacyjnego,
- ExcellENT został zaprojektowany w taki sposób, aby cały niezbędny sprzęt był w zasięgu ręki i gwarantowana była ergonomia pracy. Życzenia klienta w połączeniu z modułową konstrukcją zapewniają niespotykane dotąd możliwości,
- Ten cieszący się dużym zainteresowaniem w pełni wyposażony unit laryngologiczny jest dostępny w trzech podstawowych modelach, które można dostosować do własnych upodobań. W jednostkach ExcellENT można w pełni zintegrować wiele dodatkowych funkcji, co pozwala użytkownikowi na wydajną i ergonomiczną pracę. Ponadto moduł ten zapewnia dużo miejsca do przechowywania narzędzi i materiałów jednorazowego użytku,
  - **ExcellENT Microscopie** - został specjalnie zaprojektowany do leczenia pacjentów leżących. Unit zabiegowy ma podwójną konstrukcję z miejscem do przechowywania narzędzi i niezbędnego sprzętu. Tworzy to ergonomiczną i wielofunkcyjną przestrzeń do pracy.
  - **ExcellENT II** - jest pochodną ExcellENT, idealną w sytuacjach, w których nie jest wymagany wysoki stopień dostosowania i integracji opcji. Ten unit zabiegowy oferuje możliwość integracji najczęściej zamawianych opcji, co pozwala na wydajną i ergonomiczną pracę. Ten moduł zabiegowy ma mniejszy ekran dotykowy, cieńszą górę i cztery uchwyty parkingowe.
  - **ExcellENT IIS** - to najmniejszy moduł terapeutyczny w rodzinie ExcellENT, co oznacza, że integracja opcji jest bardziej ograniczona. Ten unit zabiegowy, podobnie jak pozostali członkowie rodziny ExcellENT, umożliwi wydajną i ergonomiczną pracę, ale przy zmniejszonej powierzchni,
- Dzięki łatwej w czyszczeniu konstrukcji urządzenia te uzyskują bardzo wysokie wyniki pod względem higieny. Urządzenia są praktycznie wykonane bez szwu, a brak szczelin między ścianami i podłogą ułatwia szybkie i dokładne czyszczenie,
- Unity zabiegowe ExcellENT można dodatkowo rozbudować o wiele modułów, takich jak blok sanitarny. Spowoduje to powiększenie urządzenia i utworzenie większej przestrzeni roboczej,
- ExcellENT jest wyposażony w wysokiej jakości, trwały blat z litej powierzchni, który jest łatwy do czyszczenia i zapewnia doskonały wygląd,
- ExcellENT można w pełni dostosować do własnych potrzeb dzięki szeregowi zintegrowanych funkcji,
- **Wersja standardowa ExcellENT:**
  - 2 tace na instrumenty i 5 uchwytów parkingowych,
  - 1 duża szuflada do przechowywania,
  - Szuflada do przechowywania zużytych instrumentów i odpadów,
- **Możliwe funkcje zintegrowane (za dopłatą)**
  - System ssący (różne modele),
  - Automatyczne czyszczenie,
  - System sprężonego powietrza (różne modele),
  - Źródła światła LED (różne modele),
  - Strzykawka do uszu z ciepłą wodą,
  - Ogrzewanie lusterek (podgrzewanie wstępne i/lub gorące powietrze),
  - Układ płuczący - System płukania rur ssących,
  - Videoendoskopia,
  - Stroboskopia Video,
  - Mikroskop ze zintegrowaną kamerą,
  - Chirurgia/koagulacja HF,
  - System zarządzania obrazami i filmami (IVM),
  - Tympanometr,
  - Integracja bloków sanitarnych, dodatkowych szafek, mebli biurowych na wymiar itp.,
- **Akcesoria opcjonalne (za dopłatą):**
  - AQUATOP XS - Strzykawka do uszu z ciepłą wodą,
  - LED MEDITOP - Lampa czołowa,
  - MEDITOP - Komfortowe krzesło,
  - OPROGRAMOWANIE - Video i obrazów,
  - ZEISSA - mikroskopy,
  - SPIGGLE & THEIS - instrumenty & jednorazowe,
- **Dane Techniczne:**
  - Napięcie przyłączeniowe: 230V,
  - Maksymalna moc: 2300VA,
  - Wymiary: Dł. 3150 x gł. 660 x wys. 950 mm (łącznie z zapleczem sanitarnym)
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

