



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Unit Laryngologiczny MediTop MT 1000 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Holenderskiej,
- MT1000 to wszechstronna jednostka zabiegowa, która może być używana wielofunkcyjnie. Unit zabiegowy może być używany jako model mobilny lub stacjonarny. Jest to idealne rozwiązanie dla mniejszych praktyk, przychodni czy opieki doraźnej,
- MT1000 jest standardowo wyposażony w 5 uchwytów parkingowych wyposażonych w przysawkę, zimne światło, źródło światła LED i/lub sprężone powietrze. Szafka posiada 2 tace na instrumenty, 1 szufladę do przechowywania i 1 szufladę do wyrzucania zużytych narzędzi i odpadów,
- MT1000 nadaje się do przestrzeni multidyscyplinarnych. Od przychodni po ostry dyżur. Ponieważ MT1000 jest konfigurowalny, możliwych jest wiele opcji. Urządzenie jest w standardzie mobilne. Jeśli urządzenie jest używane w stałej przestrzeni, można je wyposażać w zintegrowany mikroskop,
- Urządzenie to jest również dostępne w wersji stacjonarnej, umożliwiającej integrację mikroskopu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli masz ograniczoną przestrzeń, ale nadal potrzebujesz wszechstronnego unitu zabiegowego ze zintegrowanym mikroskopem,
- Panel sterowania z ekranem dotykowym jest intuicyjny w obsłudze i przyczynia się do przyjaznej dla użytkownika koncepcji MT1000.
- Instrumenty można ustawić gotowe do użycia i zawsze pod ręką. Instrumenty umieszczone w uchwytach parkingowych są automatycznie aktywowane po ich wyjęciu i dezaktywowane po ich ponownym założeniu,
- **Wersja standardowa MT 1000:**
  - 2 tace na instrumenty i 5 uchwytów parkingowych,
  - 1 duża szuflada do przechowywania,
  - Szuflada do przechowywania zużytych instrumentów i odpadów,
- **Możliwe funkcje zintegrowane (za dopłatą)**
  - System ssący (różne modele),
  - System sprężonego powietrza (różne modele),
  - Źródła światła LED (różne modele),
  - Strzykawka do uszu z ciepłą wodą,
  - Ogrzewanie lusterek (podgrzewanie wstępne i/lub gorące powietrze),
  - Mikroskop ze zintegrowaną kamerą (tylko w wersji stacjonarnej),
  - Chirurgia/koagulacja HF,
- **Akcesoria opcjonalne (za dopłatą):**
  - AQUATOP XS - strzykawka do uszu z ciepłą wodą,
  - LED MEDITOP - Lampa czołowa,
  - MEDITOP - Komfortowe krzesło,
  - SPIGGLE & THEIS - instrumenty & jednorazowe,
- **Dane Techniczne:**
  - Napięcie przyłączeniowe: 230V,
  - Maksymalna moc: 2300VA,
  - Wymiary: Dł. 1200 x gł. 623 x wys. 942 mm,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

