



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Unit Laryngologiczny MediTop MT 750 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji Holenderskiej,
- MT750 to mobilny i kompaktowy aparat laryngologiczny. MT750 oferuje różne możliwości przechowywania narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do drobnych zabiegów. Idealny moduł zabiegowy do zastosowania w przestrzeniach wielofunkcyjnych,
- MT750 jest standardowo wyposażony w 3 uchwyty postojowe, między innymi do odsysania, sprężonego powietrza i zimnego światła,
- Dzięki czterem kółkom MT750 można łatwo przemieszczać. MT750 jest solidny i łatwy w użyciu można umieścić w dowolnym pomieszczeniu,
- **Szczegóły budowy unitu MT750 (tak jak na zdjęciu poniżej):**
 - A - Komora urządzenia (Urządzenia można przechowywać w komorze unitu),
 - B - Uchwyty parkingowe (Funkcje związane z instrumentem są automatycznie włączane i wyłączane poprzez wyjęcie i ponowne założenie uchwyty z uchwyty),
 - C - Schowek na instrumenty (W tej komorze znajdują się tace na instrumenty),
 - D - Magazynowanie odpadów,
 - E - Używane instrumenty,
 - F - Przedział elektroniki (Za panelem znajduje się przedział na elektronikę. Tutaj znajduje się również główny wyłącznik),
 - G - Miejsce do przechowywania instrumentów (Szuflada G zapewnia miejsce na instrumenty i materiały eksploatacyjne),
 - H - Wyłącznik główny (z boku urządzenia) (MT750 Basic można włączać i wyłączać za pomocą głównego wyłącznika),
 - J - Panel sterowania,
- **Wersja standardowa MT 750:**
 - 2 tace na instrumenty i 3 uchwyty parkingowe,
 - 1 duża szuflada do przechowywania,
 - Szuflada do przechowywania zużytych instrumentów i odpadów,
- **Możliwe funkcje zintegrowane (za dopłatą)**
 - System ssący,
 - Źródło światła LED o zimnym świetle,
 - Chirurgia/koagulacja HF,
- **Akcesoria opcjonalne (za dopłatą):**
 - AQUATOP XS - Strzykawka do uszu z ciepłą wodą,
 - LED MEDITOP - Lampa czołowa,
 - MEDITOP - Komfortowe krzesło,
 - ZEISSA - Mikroskopy
 - SPIGGLE & THEIS - instrumenty & jednorazowe,
- Dane Techniczne:
 - Napięcie przyłączeniowe: 230V,
 - Maksymalna moc: 2300VA,
 - Wymiary: Dł. 991 x gł. 575 x wys. 935 mm,
- Gwarancja 12 miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

