



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Asystor medyczny METRO FLEXLINE FL27P (Produkt nowy)

- Nowy (powystawowy),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji meksykańskiej,
- Mobilny asystor medyczny **METRO FLEXLINE FL27P** z wysuwanymi szufladami,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wysuwane szuflady:
 - 2 x górna szuflada,
 - 2 x środkowa szuflada,
 - 1x dolna szuflada,
 - Półka na monitor z możliwością regulacji szerokości w przedziale: 15 - 36 cm,
 - Regulacja wysokości kroplówki w zakresie: 96 cm,
 - Boczne mocowanie na butle z możliwością stopniowej regulacji,
 - Asystor mobilny na 4 kółkach hamujących,
- **W zestawie:**
 - Mocowanie boczne na butle tlenową,
 - Wysuwana kroplówka,
 - Regulowana półka na monitor,
- **Wymiary:**
 - Górna półka: 79 x 35 cm,
 - Górne szuflady: 51 x 43 x 7 cm,
 - Środkowe szuflady: 51 x 43 x 15 cm,
 - Dolna szuflada: 51 x 43 x 22.5 cm,
 - Całkowite: 82 x 58 x 130 cm,
- Waga: 57 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

