



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel laryngologiczny CARL ZEISS (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na inną z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **CARL ZEISS** jest uniwersalnym fotelem do badań lekarskich,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Elektryczna regulacja wysokości za pomocą sterownika nożnego w zakresie: 44 – 60 cm,
  - Manualna regulacja zagłówek w zakresie: 30 cm,
  - Możliwość manualnego dopasowania zagłówka do pozycji głowy,
  - Fotel obrotowy 360° wokół własnej osi,
  - Obustronne uchwyty boczne pacjenta,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Przewodowy sterownik nożny,
- Wymiary:
  - Zagłówek: 21 x 19 x 6 cm,
  - Oparcia pleców: 42 x 58 x 6 cm,
  - Siedziska: 47 x 42 x 3.5 cm,
  - Całkowite: 60 x 60 x 122 cm,
- Waga: 62 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

