



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny AGA-LIFT GL-1060/EE (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Fotel składa się z dwóch części,
- Pochylenia miednicy i wysokości siedziska regulowane są za pomocą silników elektrycznych a oparcie ręcznie za pomocą sprężyny gazowej,
- Ze względu na niską wysokość siedziska (650 mm) można było zrezygnować ze składanego podnóżka,
- Wysokość roboczą można płynnie regulować do 1160 mm (mierząc przy przedniej krawędzi siedziska), gdy w pełni wykorzystywane są oba zakresy regulacji mechanicznej,
- Ergonomiczna tapicerka oparcia i siedziska zapewnia bardzo wysoki poziom komfortu. Zintegrowanie piankowego klina w części tylnej eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego zagłówka. W części siedziskowej znajduje się wycięcie,
- **Wyposażenie standardowe:**
 - Para standardowych szyn przymocowanych z boku siedziska,
 - Dwa otwory (po prawej/lewej stronie) na uchwyt kolposkopu,
 - Uziemione gniazdo z tyłu kolumny,
 - Wycięcie w poduszce siedziska,
 - Taca ze stali nierdzewnej z uchwytem,
 - Uchwyt na rolkę papieru przykręcany do tylnej części,
 - Przełącznik nożny,
- **Dane techniczne:**
 - Rama: lakierowana,
 - Wymiary fotela:
 - Długość: 1150 mm,
 - Sekcja oparcia/siedzenia: 800 / 350 mm
 - Szerokość: 580 mm (640 mm ze standardowymi szynami),
 - Regulacja wysokości: 650 - 850 mm (silnik elektryczny),
 - Segmenty tapicerskie: 2,
 - Grubość tapicerki w części siedziska: 85 mm,
 - Grubość tapicerki tylnej części: 85 - 135 mm,
 - Regulacja oparcia: 0°/+54° (sprężyna gazowa),
 - Pochylenie miednicy: +30° (silnik elektryczny),
 - Pozycja Trendelenburga: 30°,
 - Maksymalne obciążenie 200 kg.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

