



## Fotel ginekologiczny AGA-MED GU-1058/E (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Stół składa się z dwóch części,
- Fotel o stałej wysokości, regulacja pochylecia miednicy i oparcia za pomocą siłowników elektrycznych,
- Tapicerka oparcia i siedziska zapewnia bardzo wysoki poziom komfortu. W poduszce siedziska znajduje się wycięcie,
- Fotel został doposażony w składany podnóżek ułatwiający wejście na fotel,
- **Wyposażenie standardowe:**
  - Para standardowych szyn przymocowanych z boku siedziska,
  - Dwa otwory (po prawej/lewej stronie) na uchwyt kolposkopu,
  - Wycięcie w poduszce siedziska,
  - Taca ze stali nierdzewnej z uchwytem,
  - Uchwyt na rolkę papieru przymocowany do tylnej części fotela,
  - Składany podnóżek (490x320x250 mm, szer. x gł. x wys.),
  - Uziemione gniazdo z tyłu kolumny,
  - Włącznik nożny,
- **Dane techniczne:**
  - Rama: lakierowana,
  - Wymiary fotela:
    - Długość: 1150 mm,
    - Sekcja oparcia/siedzenia: 800 / 350 mmm
    - Szerokość: 580 mm (640 mm ze standardowymi szynami),
  - Wysokości: 865 mm,
  - Segmenty tapicerskie: 2,
  - Grubość tapicerki w części siedziska: 85 mm,
  - Grubość tapicerki tylnej części: 85 - 135 mm,
  - Regulacja oparcia: 0°/+54° (silnik elektryczny),
  - Pochylenie miednicy: +30° (silnik elektryczny),
  - Podnóżek: 490 x 320 x 250 mm (W x D x H),
  - Maksymalne obciążenie 200 kg.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

