



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Fotel proktologiczny AGA RE-PRO-LIFT RPL-1060/EE (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Fotel składa się z dwóch części,
- Posiada elektryczną regulację wysokości i pochylecia miednicy, regulacja oparcia za pomocą sprężyny gazowej,
- Ergonomicznie ukształtowane poduszki siedziska i oparcia zapewniają bardzo wysoki poziom komfortu. Zintegrowanie piankowego klina w części pleców eliminuje potrzebę dodatkowego podwijania szyi. W części siedziskowej znajduje się wycięcie,
- **Wyposażenie standardowe:**
  - Para standardowych szyn przymocowanych z boku siedziska,
  - Dwa otwory (po prawej/lewej stronie) na uchwyt kolposkopu,
  - Uziemione gniazdo z tyłu kolumny,
  - Wycięcie w poduszce siedziska,
  - Taca ze stali nierdzewnej z uchwytem,
  - Uchwyt na rolkę papieru przymocowany do tylnej części fotela,
  - Przełączniki nożne,
- **Dane techniczne:**
  - Rama: Lakierowana,
  - Wymiary fotela:
    - Długość: 1150 mm,
    - Sekcja oparcia/siedzenia: 800 / 350 mm,
    - Szerokość: 580 mm (640 mm ze standardowymi szynami),
  - Regulacja wysokości: 650 - 850 mm (silnik elektryczny),
  - Segmenty tapicerskie: 2,
  - Grubość tapicerki w części siedziska: 85 mm,
  - Grubość tapicerki oparcia: 85 - 135 mm,
  - Regulacja sekcji siedziska: +30° (silnik elektryczny),
  - Regulacja oparcia: 0°/+54° (sprężyna gazowa),
  - Pozycja Trendelenburga: 30°
  - Maksymalne obciążenie 200 kg.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

