



## Fotel urologiczny AGA URO-LIFT UUS-3060/EE (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Fotel składa się z dwóch części,
- Posiada elektryczną regulację wysokości, pochylenia miednicy, regulacja oparcia za pomocą sprężyny gazowej,
- Ergonomiczna tapicerka oparcia i siedziska zapewnia bardzo wysoki poziom komfortu. Zintegrowanie piankowego klina z oparciem eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego zagłówka. W części siedziskowej znajduje się wycięcie,
- **Wyposażenie standardowe:**
  - Para standardowych szyn przymocowanych z boku siedziska.
  - Dwa otwory (po prawej/lewej stronie) na uchwyt kolposkopu,
  - Uziemione gniazdo z tyłu kolumny,
  - Wycięcie w poduszce siedziska,
  - Zlew odśrodkowy synchroniczny (zgodny z normą DIN EN 1717),
  - Uchwyt na rolkę papieru przykręcany do tylnej części,
  - Przełączniki nożne,
- **Dane techniczne:**
  - Rama: Lakierowana,
  - Wymiary fotela:
    - Długość: 1150 mm,
    - Sekcja oparcia/siedzenia: 800 / 350 mm,
    - Szerokość: 580 mm (640 mm ze standardowymi szynami),
  - Regulacja wysokości: 650 - 850 mm (silnik elektryczny)
  - Segmenty tapicerskie: 2,
  - Grubość tapicerki w części siedziska: 85 mm,
  - Grubość tapicerki oparcia: 85 - 135 mm,
  - Regulacja sekcji siedziska: +30° (silnik elektryczny),
  - Regulacja oparcia: 0°/+54° (sprężyna gazowa),
  - Pozycja Trendelenburga: 30°
  - Maksymalne obciążenie 200 kg.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

