



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel urologiczny AGA URO-MED UUS-3058/E (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej,
- Fotel składa się z dwóch części,
- Posiada elektryczną regulację pochylenia miednicy, regulacja oparcia za pomocą sprężyny gazowej,
- Fotel o stałej wysokości 865 mm,
- Ergonomiczna tapicerka oparcia i siedziska zapewnia bardzo wysoki poziom komfortu. Zintegrowanie piankowego klina z oparciem eliminuje potrzebę stosowania dodatkowego zagłówka. W części siedziskowej znajduje się wycięcie,
- Fotel został doposażony w składany podnózek ułatwiający wejście na fotel,
- **Wyposażenie standardowe:**
 - Para standardowych szyn przymocowanych z boku siedziska.
 - Dwa otwory (po prawej/lewej stronie) na uchwyt kolposkopu,
 - Uziemione gniazdo z tyłu kolumny,
 - Wycięcie w poduszce siedziska,
 - Zlew odśrodkowy synchroniczny (zgodny z normą DIN EN 1717),
 - Uchwyt na rolkę papieru przykręcany do tylnej części,
 - Przełączniki nożne,
- Składany podnózek,
- **Dane techniczne:**
 - Rama: Lakierowana,
 - Wymiary fotela:
 - Długość: 1150 mm,
 - Sekcja oparcia/siedzenia: 800 / 350 mm,
 - Szerokość: 580 mm (640 mm ze standardowymi szynami),
 - Regulacja wysokości: stała wysokość 865 mm,
 - Segmenty tapicerskie: 2,
 - Grubość tapicerki w części siedziska: 85 mm,
 - Grubość tapicerki oparcia: 85 - 135 mm,
 - Regulacja sekcji siedziska: +30° (silnik elektryczny),
 - Regulacja oparcia: 0°/+54° (sprężyna gazowa),
 - Pozycja Trendelenburga: 30°
 - Maksymalne obciążenie 200 kg.
 - Składany podnózek: 490 x 320 x 250 mm (W x D x H),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12 miesięcy,

