



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Statyw pod monitor CIM CART (Rekondujcionowany (uzywany))

- Rekondujcionowany (uzywany),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjecia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Mobilny statyw **CIM CART** z mocowaniem pod monitor,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wbudowane rączka mocowania do swobodnego przemieszczania statywu,
 - Regulacja pochylenia ramienia mocowania w zakresie 25°,
 - Standard VESA 75/100,
 - Wbudowany tunel do chowania kabli,
 - Mocowanie kompatybilne z monitorami:
 - Drager: Infinity C500/700 | Explorer,
 - GE: Carescape B850,
 - Nihon Kohden: Life Scope G7/G9,
 - Spacelabs: Xprezzon display,
 - Statyw umieszczony na mobilnej 5 - ramiennej podstawie z 2 kółkami hamującymi,
- Wymiary: 57 x 134 cm,
- Maksymalny udźwig monitora: 7.5 KG,
- Waga: 12 KG,
- **Posiada aktualny przeglad i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

