



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak chirurgiczny NOUVAG VACUSON 60 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Silnik pompy ssącej **Vacuson 60** napędza dwa tłoki w celu wytworzenia podciśnienia. W ten sposób osiąga się wysoką wydajność ssania 60 litrów na minutę,
- Dwutłokowy silnik do wytwarzania podciśnienia predestynuje pompę próżniową Vacuson 60 do rozszerzonych zastosowań,
- **Specyfikacja:**
 - Precyzyjna i płynna regulowana wydajność ssania,
 - Zaprojektowany do pracy ciągłej,
 - Niski poziom hałasu i wibracji,
 - Solidna, niezawodna i sprawdzona technologia,
 - Szerokie zastosowanie,
 - Łatwy w użyciu i utrzymaniu,
 - Automatyczne zabezpieczenie przed przepełnieniem (zawór przełączający),
 - Bezolejowa pompa tłokowa,
 - Bezolejowa pompa dwutłokowa,
 - Uchwyty do przenoszenia,
 - Możliwość podłączenia 2 pięciolitrowych stojów,
 - Możliwość podłączenia pedału włącz/wyłącz,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Stój serres 1 L + wkład,
 - Sterownik nożny,
- Wymiary: 36 x 28 x 30 cm,
- Waga: 12 KG,
- Kat 01,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

