



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Diatermia chirurgiczna (argonowa) ERBE ACC 450 z APC 300 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry ,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 W,
- **Erbotom ACC 450** to łatwa w obsłudze diatermia chirurgiczna z dwoma gniazdami do podłączenia akcesoriów,
- 5 - stopniowa regulacja mocy,
- Możliwość wyboru rodzaju fali rozpoczynającej i kończącej zabieg,
- Foliowany panel sterowania z podświetlanymi wybranymi opcjami,
- **Specyfikacja:**
  - **Cięcie - max. 460 W,**
  - **Koagulacja monopolarna:**
    - Spray 1 - max. 85 W,
    - Spray 2 - max. 120 W,
    - Forced - max. 150 W,
    - Soft - max. 200 W,
  - **Autokoagulacja - max. 120 W:**
    - Monopolarna,
    - Bipolarna,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: niemieckim,**
- **W komplecie:**
  - **Przystawka do koagulacji argonowej ERBE APC 300:**
    - Rekondycjonowana (używana),
    - Stan techniczny: bardzo dobry,
    - Stan wizualny: bardzo dobry,
    - **Realne zdjęcia produktu,**
    - Produkcji niemieckiej,
    - Zasilanie: 230 V,
    - Częstotliwość: 50/60 Hz,
    - Moc: 28 W,
    - Regulowany przepływ gazu (argonu) od 0.1 l/min do 9 l/min
    - Osiem programów pracy,
    - Duży elektroniczny czytelny wyświetlacz,
  - **Mobilny wózek do diatermii ERBE:**
    - Schowek na dwie 5-cio litrowe butle (**brak butli w zestawie**),
    - Cztery skrętne kółka (2 z hamulcem),
- **W zestawie:**
  - Fabrycznie nowy przewód elektrody monopolarnej z uchwytem ERGO PEN BOWA - dwa przyciski, trzonek 4 mm (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
  - Fabrycznie nowy przewód z klipsem BOWA do jednorazowych elektrod neutralnych (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
  - Fabrycznie nowy przewód bipolarny, szczypce BOWA (**możliwość doposażenia w pęsetę bipolarną za dodatkową opłatą**),
  - Załącznik nożny,
  - Reduktor ERBE z manometrem oraz węże gazowym z szybkozłączem:
    - Ciśnienie wejściowe: max. 200 bar / 2800 psi,
    - Ciśnienie wyjściowe: 2.5 bar / 35 psi,
  - Instrukcja obsługi ACC 300 w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 45 x 47 x 120 cm,
- Waga: 75 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

