



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Lampa diagnostyczno-zabiegowa FAMED-1 L13/62 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Żarówka: 12 V / 35 W,
- **Famed L13/62** jest jednoogniskową lampą diagnostyczno - zabiegową,
- Czasza lampy osadzona na spiralnym ramieniu pozwala na regulację w wielu płaszczyznach,
- Możliwość obrotu w zakresie 360°,
- Posiada stabilną podstawę,
- Płynna manualna regulacja stopnia skupienia światła,
- Lampa daje światło bezcieniowe,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Pokrętło do regulacji natężenia,
  - Ręczny przycisk włącznik / wyłącznik,
  - Wbudowany kabel zasilający,
  - Regulacja wysokości w zakresie 46 cm,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
  - Czaszy: Ø 20 x 18 cm,
  - Ogólne: Ø 30 x 157/203 cm,
- Waga: 14 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
  - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

