



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor GE DATEX-OHMEDA F-CM1-04 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 3600 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 140 VA,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej: 12,1",
 - Duże wykresy i cyfry ułatwiają oglądanie z dużej odległości pod różnymi kątami widzenia,
 - Podstawowa hemodynamika i pełne pomiary gazu w drogach oddechowych,
 - Można wyświetlić do 8 wykresów i 4 pola cyfr numerycznych,
 - 24-godzinne trendy graficzne i numeryczne mogą być wyświetlane i wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do danych historycznych,
 - Priorytetowe i regulowane alarmy oznaczone kolorami, którymi można zarządzać z poziomu monitora,
 - Intuicyjny, łatwy w użyciu interfejs S/5 przeznaczony do procesu opieki anestezyjologicznej,
- **Wyposażony w:**
 - Moduł pomiaru gazów anestetycznych **M-CAiOV03** z pułapką wodną **D-FEND**,
 - Moduł **E-PRESTN**:
 - EKG,
 - SPO₂,
 - NiBP,
 - T1 i T2 - Gniazdo złącza temperatury, brak czujnika w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Czujnik SPO₂,
 - Nowy przewód EKG 3 - odprowadzeniowy,
 - Nowy mankiet NiBP + przewód powietrzny,
- Wymiary: 37 x 22 x 33 cm,
- Waga: 12.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

