



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



System do nieinwazyjnego liftingu twarzy HIFU ULTHERA UC-1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Realne zdjęcia produktu,
- Produkcji U.S.A., (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **System Ulthera** jest wskazany do stosowania jako nieinwazyjny dermatologiczny zabieg estetyczny w celu:
 - Uniesienia brwi,
 - Podniesienia luźnej tkanki podbródkowej (pod brodą) i szyją,
 - Poprawy linii i zmarszczek dekoltu,
- Integruje możliwości obrazowania ultrasonograficznego z możliwościami terapii ultradźwiękowej. Funkcja obrazowania umożliwia użytkownikowi wizualizację skóry i obszarów podskórnych będących przedmiotem zainteresowania przed zabiegiem. Pozwala również użytkownikowi zapewnić odpowiedni kontakt ze skórą w celu dostarczenia energii na pożądane głębokości. Funkcja terapii kieruje fale akustyczne na obszar zabiegowy. Ta energia akustyczna ogrzewa tkankę w wyniku strat tarcia podczas absorpcji energii, tworząc dyskretne punkty koagulacji,
- **System składa się z dwóch podstawowych elementów:**
- **Jednostki sterującej:**
 - Monitor 15" TFT LCD o rozdzielczości 1024 x 768 ze zintegrowanym ekranem dotykowym,
 - Graficzny interfejs użytkownika,
 - Menu w języku angielskim,
 - Możliwość ustawienia warunków operacyjnych, w tym stanu aktywacji sprzętu, parametrów leczenia, komunikatów i monitorów systemowych, oraz obrazów ultrasonograficznych,
 - Wbudowane:
 - 3 x port USB 2.0 (dwa na panelu przednim, jeden na tylnym),
 - Awaryjny postój,
- **Rękojeści - przetwornika Ulthera:**
 - Pozwala na ultradźwiękową wizualizację do 8 mm głębokości pod powierzchnią skóry w celu:
 - Zapewnienia prawidłowego połączenia przetwornika ze skórą,
 - Potwierdzenia odpowiedniej głębokości leczenia, aby uniknąć kości,
 - Posiada dwa rodzaje przycisków: jeden do obrazowania (SEE) i drugi do dostarczania terapii (LECZENIE),
- **Menu w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - 4 przetworniki w zestawie:
 - BS 4 - 13 (pozostało 9891 z 10000 aplikacji),
 - DS 4 - 8.0 (pozostało 9815 z 10000 aplikacji),
 - DS 4 - 4.5 (pozostało 9910 z 10000 aplikacji),
 - BS 4 - 13 (pozostało 8602 z 10000 aplikacji),
 - Adapter 3 mm,
 - Okulary ochronne,
- Wymiary: 43 x 44 x 42 cm,
- Waga: 4 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

