



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel do masażu HAUS PAUSCH (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Fotel do masażu **HAUS PAUSCH** z możliwością podgrzewania pleców,
 - System swobodnej regulacji natężenia masażu za pomocą pokrętła,
 - Wbudowany system ciepłego podmuch powietrza w kierunku pleców,
 - Regulacja czasu pracy fotela masującego,
 - Włącznik / wyłącznik masażu oraz podgrzewania pleców,
 - Regulacja kąta nachylenia pleców za pomocą przełącznika w zakresie: 0 / 90°,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Możliwość regulacji masażu pleców w zakresie 80 cm (**możliwość dopasowania odcinka długości na którym masaż ma się poruszać**),
 - Możliwość regulacji czasu pracy fotela w zakresie 15 minut,
 - Nachylenie fotela za pomocą przełączników w zakresie: 0 / 90°,
 - Manualna regulacja pochylenia siedziska pacjenta w zakresie za pomocą korbki: 0 / 15°,
 - Swobodna regulacja mocowania podnóży wzdłuż oraz pod kątem,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przycisk pacjenta,
 - Mocowanie pacjenta za pomocą regulowanych pasów,
- Wymiary:
 - Całkowite: 60 x 127 x 155 cm,
- Waga: 165 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

