



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel do masażu HAUS PAUSCH (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Fotel do masażu **HAUS PAUSCH** z możliwością podgrzewania pleców,
  - System swobodnej regulacji natężenia masażu za pomocą pokrętki,
  - Wbudowany system ciepłego podmuch powietrza w kierunku pleców,
  - Regulacja czasu pracy fotela masującego,
  - Włącznik / wyłącznik masażu oraz podgrzewania pleców,
  - Regulacja kąta nachylenia pleców za pomocą przełącznika w zakresie: 0 / 90°,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Możliwość regulacji masażu pleców w zakresie 80 cm (**możliwość dopasowania odcinka długości na którym masaż ma się poruszać**),
  - Możliwość regulacji czasu pracy fotela w zakresie 15 minut,
  - Nachylenie fotela za pomocą przełączników w zakresie: 0 / 90°,
  - Manualna regulacja pochylenia siedziska pacjenta w zakresie za pomocą korbki: 0 / 15°,
  - Swobodna regulacja mocowania podnóży wzdłuż oraz pod kątem,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Przycisk pacjenta,
  - Mocowanie pacjenta za pomocą regulowanych pasów,
- Wymiary:
  - Całkowite: 60 x 127 x 155 cm,
- Waga: 165 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON