



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny SCHMITZ MEDI-MATIC 115.515 z urodynamiką ANDROMEDA ELLIPSE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Schmitz Medi-Matic** to fotel służący do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych oraz urologicznych,
- Fotel wyposażony w zestaw urodynamiki przeznaczony do badania moczu pacjenta,
- Tapicerka z atestem medycznym w kolorze granatowym (**możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- Gładka powierzchnia dla optymalnego czyszczenia i higieny,
- **Płynna elektryczna regulacja fotela za pomocą załącznika nożnego:**
 - Wysokości siedziska w zakresie: 74 - 95 cm,
 - Kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie: - 16° do 43°,
- **Fotel posiada:**
 - Miejsce na papier o szerokości: 40 cm,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Manualnie regulowane oparcia na stopy,
 - Wysuwaną misę ze stali nierdzewnej o wymiarach: 29,5 x 32,5 x 6 cm,
 - Montowane oparcie na nogi o wymiarach: 58 x 71 x 6 cm,
 - Obustronne montowalne oparcie na uda,
- **Wyposażono:**
 - **Urodynamika ANDROMEDA ELIPSE:**
 - Sterowanie za pomocą membranowej klawiatury (możliwość podłączenia klawiatury komputerowej za pomocą gniazda PS),
 - Monochromatyczny ekran LCD o rozdzielczości 320 x 200 px,
 - Zintegrowana karta VGA umożliwiająca bezpośrednie połączenie standardowego monitora komputerowego VGA,
 - Drukarka termiczna 200 dpi - szerokość wydruku 110 mm,
 - **Aparat posiada poniższe kanały pomiarowe:**
 - Ciśnienie: 8 niezależnych kanałów (Pves, Pura, Pabd, 5 ciśnien definiowanych),
 - Przepływ: 2 niezależne kanały (Qura1, Qura2),
 - EMG: 2 niezależne kanały (EMG1, EMG2),
 - Infuzja (napełnianie) niezależny przetwornik wagowy,
 - Puller (przeciągacz),
 - Pompka rolkowa (wyłącznie do podawania płynu),
 - **Możliwość wykonywania badań za pomocą urodynamiki:**
 - Przepływ cewkowy (automatyczny lub wymuszony start badania),
 - Cystometria (faza wypełniania) oraz Ciśnienie/Przepływ (faza mikcji),
- **W zestawie:**
 - **Fotel SCHMITZ MEDI-MATIC:**
 - Załącznik nożny,
 - Przewód zasilający,
 - Misa na nieczystości o wymiarach: 32 x 30 x 6 cm,
 - Obustronne demontowalne podkolanniki,
 - Szyny boczne do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Podgłówek pacjentki,
 - Stopień pacjentki,
 - **Urodynamika ANDROMEDA ELIPSE:**
 - Zasilacz,
 - Przetwornik mikcji,
 - Lejek do mikcji,
 - Uchwyt obrotowy do przetwornika mikcji,
 - Przedwzmacniacz EMG,
 - Pilot IR,
 - Kabel do 1-go kanału ciśnienia,
 - Kabel do 2-ch kanału ciśnienia,
 - Przetwornik infuzji,
 - Maszt aparatu do fotela uroginekologicznego,
 - Uchwyt do trzech przetworników ciśnienia,
 - Klamra EURO do mocowania uchwytu do przetwornika mikcji,
- **Wymiary:**
 - Oparcie: 58 x 87 x 5 cm,
 - Siedzisko: 56 x 32 x 5 cm,
 - Podstawa: 54 x 94 cm,
 - Ogólne: 122 x 90 x 133/154 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga: 200 KG,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

