



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Rotor rehabilitacyjny REHA FUND (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Rotor rehabilitacyjny **REHA FUND,**
- Rotor przeznaczony jest do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyn dolnych i górnych przy schorzeniach urazowo-ortopedycznych oraz reumatycznych,
- Rotor wykonany z wysokiej klasy stopów stali i niklu. Wykonany z podwójnej wzmocnionej ramy,
- Posiada szeroki zakres regulacji siły oporu. Wyposażony w gumowe pasy zabezpieczające stopę,
- Wymiary: 42 x 50 x 30 cm,
- Waga: 2 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

