



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Wózek transportowy ANETIC AID QA4 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V 4.5 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Anetic Aid QA4** jest funkcjonalnym wózkiem transportowym mogącym służyć jako stół operacyjny dzięki licznym funkcjom,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową za dodatkową opłatą),**
- Leże z podwójnie laminowanej wzmocnionej płyty HPL,
- Materac pokryty wodoszczelną, antybakteryjną powłoką,
- **Manualna regulacja:**
  - Zagłówka w zakresie (-30)° / 0° / 25°,
  - Przechyłu bocznego w zakresie 12° za pomocą korby,
- **Sterowanie elektryczne za pomocą pilota:**
  - Wysokości w zakresie 68 - 108 cm,
  - Kąta nachylenia oparcia w zakresie 65°,
  - Przesuwu wzdłużnego w zakresie 45 cm,
  - Zmiany kierunku leżenia pacjenta względem kolumny stołu: pozycja Trendelenburga w zakresie 20° i anty - Trendelenburga w zakresie 12°,
- **Wyposażony w:**
  - Uchwyty po obu stronach zagłówka do wygodnego prowadzenia łóżka,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - Żłobienie w podstawie na butlę z tlenem,
  - 2 wygodne hamulce po obu stronach łóżka,
  - Kółko kierunkowe z dźwignią,
  - 2 krążki odbojowe,
  - Uchwyt awaryjny pozwalający użytkownikowi na natychmiastowe opuszczenie oparcia w razie nagłej potrzeby,
  - Obustronne barierki z możliwością chowania,
- Stół przystosowany do ramienia C,
- Możliwość demontażu segmentu nóg oraz zagłówka,
- Stół posiada przezierność X - RAY,
- Mobilny, na 4 podwójnych kołach o Ø 15 cm,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Sterujący pilot przewodowy,
- Wymiary
  - Ogólne: 211 x 80 x 68/108 cm,
  - Leża: 200 x 59 x 8.5 cm,
- Maksymalny udźwig:
  - Łóżka: 190 kg,
  - Segmentu głowy: 50 kg,
  - Segmentu nóg: 25 kg,
- Waga: 153 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

