



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa bakteriobójcza BAKMED LB-301.1 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 15 W,
- **Lampa bakteriobójcza LB-301.1** z jednym promiennikiem, charakteryzuje się bardzo dużą skutecznością działania. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka sterylność powietrza tj. w salach operacyjnych i przedoperacyjnych, gabinetach zabiegowych, również przy produkcji żywności, leków, surowic, szczepionek itp.,
- Najlepsze wyniki dezynfekcji pomieszczeń uzyskuje się przez napromieniowanie górnych warstw powietrza, ponieważ prądy powietrza powodują wymieszanie się czystego powietrza z górnej części z zanieczyszczonym powietrzem z dolnych poziomów, dając w ten sposób niskie stężenie bakterii na poziomie oddychania. Z praktyki wynika, iż jedna lampa o mocy 30W powinna przypadać na jedno pomieszczenie o objętości do 45 m<sup>3</sup>, a lampa o mocy 60W na pomieszczenie do 60 m<sup>3</sup>, jednak ze względu na różną odporność organizmów na promieniowanie UV, czas naświetlania pomieszczeń może być bardzo zróżnicowany. Praca lampy możliwa tylko podczas nieobecności człowieka,
- **Specyfikacja:**
  - Trwałość promiennika: 8000 h,
  - Natężenie promieniowania z odległości 1m: 300 μW/cm<sup>2</sup>,
  - Rodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym: I,
  - Mocowanie lampy: ściana,
- Wymiary: 92 x 20 x 26 cm,
- Waga: 4.2 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

