



Podpórka kątowna przedramienia ręki (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Regulowane podparcie pod przedramię z możliwością montażu na szynie mocującej za pomocą kości,
- Możliwość swobodnej regulacji przechyłu pionowego oraz zwodzenia podparcia na boki.
- Płynna pozioma regulacja w zakresie 360°,
- Płynna regulacja w pionie za pomocą kości w zakresie 360°,
- Regulacja wysokości w zakresie: 42 cm,
- W zestawie:
 - Kość mocująca O.R. Direct,
- Wymiary:
 - Oparcia: 19 x 21 x 5.5 cm,
 - Całkowite: 19 x 21 x 62 cm,
- Waga: 2.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

