



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) FRESENIUS PILOTE C (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 6 V / 1,3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 23 VA,
- **Pilote C** jest strzykawkową, jednokanałową pompą infuzyjną przeznaczoną do precyzyjnego dozowania płynów,
- **Obsługiwane strzykawki:**
 - 20 mL: BD PLASTIPAK, BRAUN OMNIFIX, BRAUN PERFUSOR, MONOJECT, TERUMO,
 - 50 mL: BD PLASTIPAK, BD PERFUSION, BRAUN OMNIFIX, BRAUN PERFUSOR, MONOJECT, TERUMO,
- Czytelny, cyfrowy wyświetlacz,
- Alarmy akustyczne i wizualne, m.in. alarm ciśnienia okluzji, limitu objętości, KVO,
- Wyposażona w czytnik wielkości strzykawki,
- System antybolusowy,
- Posiada wygodny uchwyt do przenoszenia oraz port RS - 232,
- Foliowany panel sterowania,
- **Urządzenie posiada niewielkie ślady użytkowania,**
- **Specyfikacja:**
 - Prędkość infuzji: 0,1 - 200 mL / h,
 - Bolus: 0,1 - 800 mL / h,
 - Objętość wlewu: 0,1 - 999 mL,
 - KVO: 1 mL / h,
 - Dokładność szybkości infuzji: $\pm 1\%$ na napędzie, $\pm 2\%$ na strzykawce,
 - Pauza: 1 min - 9 h 59 min,
- W zestawie:
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 32,5 x 19 x 12 cm,
- Waga: 3,5 kg,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



