



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Urządzenie do ogrzewania krwi i płynów RANGER 245 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Możliwość ogrzewania płynów przy przepływach KVO do 30.000 ml/h przy zastosowaniu specjalnych kaset jednokrotnego użytku,
- Moc grzania dostosowana w zależności od szybkości przepływu oraz temperatury wejściowej,
- Wysoki współczynnik przewodzenia ciepła płytek grzewczych, między którymi znajduje się kaseeta z przepływającym, ogrzewanym płynem,
- Możliwość montażu na statywie z podstawą lub na zwykłym stojaku do kroplówek. Istnieje również możliwość przykręcenia do stołu operacyjnego,
- Ogrzewanie za pomocą suchego ciepła,
- **Specyfikacja:**
  - Zakres nagrzewania płynów: 33 - 41°,
  - Alarm dotyczący nadmiernej temperatury,
  - Alarm dotyczący niewystarczającej temperatury,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 19 x 25 x 11 cm,
- Waga: 3.4 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

