



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Aparat do elektroterapii IONOSON PHYSIOVAC 62 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **PHYSIOVAC 62** to aparat podciśnieniowy, sterowany mikroprocesorem. Aparat zapewnia łatwą i wygodną aplikację elektrod podciśnieniowych, w szczególności w trudno dostępnych miejscach,
- Uporządkowane elementy obsługi zapewniają niezwykle łatwą i komfortową pracę z aparatem. Samoczynnie regulowana pompa zapewnia cichą pracę aparatu i gwarantuje stałą wartość ustawionego przez terapeutę podciśnienia,
- **Specyfikacja:**
  - Obszar efektywny: 2.5 cm<sup>2</sup> / 5 cm<sup>2</sup>,
  - Moc wyjściowa: 2.5 W / 5 W,
  - Średnia gęstość mocy: 1 W/cm<sup>2</sup>,
  - Częstotliwość: 1.0 MHz,
- **W zestawie:**
  - Przewody zasilające,
  - Przewód łączący,
  - Elektrody podciśnieniowe:
    - 2 szt. – 6 cm,
    - 2 szt. – 8.5 cm,
  - Przewody próżniowe:
    - 2 szt. – Przewód próżniowy czerwony,
    - 2 szt. – Przewód próżniowy niebieski,
  - Przewód do zaślepiania przyłączy próżniowych,
  - Głowica ultradźwiękowa 2.5 cm<sup>2</sup>,
  - Przycisk operatora,
  - 4-wyjściowy kabel pacjenta,
  - 6 szt. – elektroda płytkowa: 5.5 x 8.5 cm,
  - 1 szt. - bandaż elastyczny: 10 x 125 cm,
  - 2 szt. - bandaż elastyczny 6 x 80 cm,
  - 7 szt. - pokrowiec wiskozowy do elektrod: 9 x 8 cm,
  - 2 szt. - podkład wiskozowy do elektrod: ø 7 cm,
  - 2 szt. - podkład wiskozowy do elektrod: ø 4 cm,
  - 2 szt. - pokrycie wiskozowe: ø 11 cm,
  - 2 szt. - pokrycie wiskozowe: ø 7 cm,
  - 1 szt. - punktowa końcówka elektrody: 3.5 cm,
  - 1 szt. - punktowa końcówka elektrody: 2.5 cm,
  - Uchwyt elektrody (bez przycisków),
  - 2 szt. - pokrowiec PHYSIOMED,
  - Zestaw folii do elektroterapii,
- Urządzenie umieszczone na mobilnym dedykowanym wózku (2 koła hamujące),
- Wymiary:
  - Całkowite: 55 x 45 x 80 cm,
- Waga całkowita: 12 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

