



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator HERATHERM THERMO SCIENTIFIC (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2021 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1390 W,
- Inkubator **HERATHERM** z zaawansowaną ochroną posiada dodatkowe cechy które stwarzają najwyższy poziom bezpieczeństwa dla twoich próbek,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres temperatur: OD 5°C DO 105°C,
 - Histereza: 0.5°C,
 - Pojemność: 104 l.,
 - Obieg powietrza: podwójny,
 - Alarmy:
 - Dźwiękowy otwierania drzwi,
 - Nieosiągnięcia oraz przekroczenia temperatury,
 - Wbudowany interface RS-232,
- **Menu w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - 3 szt. tacka o wymiarach: 43 x 33 cm,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 64 x 36 x 60 cm,
- Waga: 56 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

