



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG SCHILLER CARDIOVIT AT-1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwajcarskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 12 V / 1.3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 28 VA,
- **AT-1** umożliwia przeprowadzenie szybkiej i dokładnej 12-kanalowej analizy EKG w formacie trzykanałowym,
- Dzięki kompaktowej formie, bardzo łatwej obsłudze i wbudowanemu akumulatorowi, jest dobrym urządzeniem dla wszystkich zastosowań, do których można zaliczyć używanie w warunkach stacjonarnych w gabinecie, przy łóżku pacjenta w szpitalu i w warunkach ambulatoryjnych,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- Przyciski gumowane, czytelny panel sterowania,
- Wbudowana drukarka termiczna o szerokości papieru 90 mm (bloczek lub rolka),
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Aparat posiada dwa tryby pracy:**
 - Tryb automatyczny,
 - Tryb ręczny,
 - Prędkość zapisu: 5, 25, 50 mm/s,
 - Czulość badań: 5/10/20 mm/mV lub automatycznie,
 - **Aparat ma wbudowane trzy filtry:**
 - Filtr linii zerowej: 0,05 (domyślna), 0,15 lub 0,30 Hz,
 - Filtr zakłóceń sieciowych: 50, 60 Hz lub wyłączony,
 - Filtr zakłóceń mięśniowych: 25 lub 35 Hz włączony lub wyłączony,
 - Funkcja kopii badania,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
 - 4 szt. elektrody kończynowe,
 - 6 szt. elektrody przedsercowe,
- Wymiary urządzenia: 29 x 21 x 7 cm,
- Waga całkowita: 3 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

