



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Szafka przyłóżkowa HECAL LS-4904 (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Szafki przyłóżkowe HECAL® to wyjątkowe połączenie estetycznego wyglądu z lekką i zarazem wytrzymałą konstrukcją oraz atrakcyjną ceną.
- Szafka została zaprojektowana, tak aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa dla pacjenta i personelu medycznego, gdy jest używana lub sprządana. Oferta kolorystyczna pozwala dopasować do wyposażenia sali pacjenta,
- Szafka jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, promieniowanie UV, działanie środków dezynfekcyjnych, a także łatwa do utrzymania w czystości,

### **Cechy i zalety szafki:HECAL LS-4904:**

- Standardowy kolor - ciemnoszary, możliwość wyboru innych kolorów - jasnoszary, niebieski, zielony,
- Uchwyty na ręczniki, umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki,
- Wysuwana taca - do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp.,
- Wygodna szuflada oraz pojemne pudło szafki z półką,
- Wyposażona w dolną półkę na kaczkę lub basen pacjenta,
- Uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki,
- Cztery kółka o średnicy 5 cm, w tym dwa z blokadą,

### **Dane techniczne:**

- Wymiary szafki - 465 mm (długość) x 480 mm (szerokość) x 825 mm (wysokość),
  - Wymiary wewnętrzne szuflady - 370 mm (długość) x 405 mm (szerokość) x 90 mm (wysokość),
  - Bezpieczne obciążenie górnej pokrywy - 20 kg, szuflady - 10 kg,
  - Średnica uchwytów na ręczniki - 5 mm,
  - Materiał wykonania - plastik typu ABS i polipropylen
- Gwarancja 6 miesięcy

