



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Łóżko specjalistyczne do opieki kompleksowej/traumatycznej LEGACY NEXUS (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 4 wbudowane akumulatory NaCa 6 V / 12 Ah -możliwość wymiany na nowe za dodatkową opłatą,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1910 VA,
- **Materac (memory visco) z atestem medycznym w kolorze niebieskim,**
- **NEXUS CB3SP** to łóżko obrotowe do kompleksowej opieki, zaprojektowane specjalnie do leczenia i rehabilitacji pacjentów po skomplikowanych urazach, w tym pacjentów z urazami wielonarządowymi, urazami kręgosłupa, neuro, miednicy i rdzenia kręgowego,
- **Łóżko NEXUS CB3SP** sprawia, że zarówno pacjent, jak i klinicysta, korzystanie z kompleksowej opieki krytycznej jest tak bezpieczne i komfortowe, jak to tylko możliwe, a także, jak udowodniono, zmniejsza stres pacjenta, czas rekonwalescencji i ryzyko wtórnych powikłań,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Elektryczna regulacja wysokości materaca: 59 – 95 cm,
  - Elektryczna regulacja: podnózek / kolano 0° / 45°,
  - Elektryczna regulacja kąta nachylenia kłap bocznych materaca: 0° / 90°,
  - Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga / Anty-Trendelenburga: 17°,
  - Elektryczna regulacja obustronna przechył boczny: 30°,
  - Elektryczna regulacja oparcie: 0° / 60°,
  - **Elektryczna regulacja za pomocą pilota przewodowego:**
    - Regulacja wysokości materaca: 59 – 95 cm,
    - Regulacja pozycji Trendelenburga / Anty-Trendelenburga: 17°,
    - Regulacja obustronna przechył boczny: 30°,
  - Wbudowany system bezpieczeństwa CPR,
  - Zintegrowany cyfrowy system ważenia,
  - Wysuwane bariery boczne z możliwością 3 – stopniowej regulacji pochylenia wraz z możliwością schowania ich,
  - Wbudowane wskaźniki kąta,
  - Przycisk SELF LEVEL – najwyższa / najniższa pozycja,
  - Wbudowane przyciski bezpieczeństwa,
  - System kluczy bezpieczeństwa (pełna funkcja / funkcja ograniczona),
  - Manualna regulacja wysokości kroplówki w zakresie 72 cm,
- **Łóżko mobilne z hamulcem centralnym / systemem naprowadzania,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w postaci fizycznej,
  - Przewód zasilający,
  - Pilot sterujący przewodowy,
  - 2 szt. podłokietnik obustronny,
  - 2 szt. wspornik montażowym podłokietnika,
  - 2 szt. klucz bezpieczeństwa:
    - Master – pełna funkcja,
    - Domyślny – funkcja ograniczona,
  - 3 segmentowy podnózek,
  - Wspornik do montażu drążka kroplówek,
  - 3 szt. podpora trakcyjna z rolką prowadzącą,
  - Dolne kółko prowadzące wspornik trakcji,
  - 2 szt. krótki uchwyt do mocowania trakcji,
  - 2 szt. długi uchwyt do mocowania trakcji,
  - 2 szt. stabilizator pozycji głowy z nakładką,
  - 2 szt. uchwyt podparcia głowy,
  - Zapasowy materac górny: 200 x 105 cm,
  - Zapasowy materac dolny: 200 x 52 cm,
  - 6 szt. prostokątne obustronne poduszki boczne do usztywnienia ciała pacjenta,
  - Metalowy pasek obsługi,
  - Wysuwana kroplówka z możliwością regulacji wysokości,
  - Mobilny schowek na akcesoria,
- Wymiary:
  - Materac górny: 200 x 105 cm,
  - Materac dolny: 200 x 52 cm,
  - Całkowite: 220 x 120 x 70/105 cm,
- Maksymalny udźwig: 175 kg,
- Waga: 236 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

