



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek transportowy MIDMARK PROMOTAL 0021550 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- **Nowy materac z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Płynna manualna regulacja za pomocą sprężyn gazowych:**
 - Oparcie pleców: 90°,
 - Pozycja Trendelenburga: 16°,
 - Pozycja Anty-Trendelenburga: 7°,
 - Regulacja wysokości w zakresie: 61 – 94 cm,
 - Łóżko mobilne, na podstawie jezdnej z hamulcem centralnym,
- **W zestawie:**
 - Wieszak na kroplówkę,
- **Wymiary:**
 - Całkowite: 74 x 225 x 61/94 cm,
 - Segment oparcia pleców: 61 x 71 cm,
 - Segment oparcia ciała: 61 x 134 cm,
 - Wieszak na kroplówkę: 93 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga: 95 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

