



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Materac szpitalny PRAISTON (Produkt nowy)**

- Nowy,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Materac z atestem medycznym w kolorze szarym,**
- Posiada strefy pianki przeciętej na kształt gofrów, pozwalających na indywidualne dopasowanie się do kształtu ciała pacjenta oraz redukcję ucisku i tarcia w obszarze styczności z naskórkiem,
- Przecięta na kształt gofrów wierzchnia pianka ułatwia przepływ powietrza pod powierzchnią materaca, tym samym przeciwdziałając gromadzeniu się wilgoci, co z kolei pozwala zredukować macerację i ścieranie się naskórka oraz skóry właściwej pacjenta,
- Posiada strefę pięt wykonaną z pianki niskiej gęstości, (miękkiej) co pozwala zapewnić łagodne podparcie dla pięt i kostek, ułatwienia im schodzenia z materaca,
- Jest przezierny dla promieni RTG,
- Nie zawiera lateksu,
- Jest łatwy w czyszczeniu i nadzwyczaj higieniczny – pokrowiec można prać w pralce albo dezynfekować wilgotną szmatką,
- Pasuje do większości ram łóżek i dopasowuje się do wszystkich pozycji ułożenia pacjenta w łóżku,
- Wymiary: 80 x 195 x 14 cm,
- Waga: 8 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

