



## **Strzemiona MAQUET buty litotomiczne do stołu operacyjnego (para) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Możliwa obsługa jedną ręką,
- Miękka wkładka zapewnia odciążenie łydki,
- Płynna regulacja stabilizatora stopy w płaszczyźnie pionowej i poziomej,
- Szeroki zakres regulacji,
- Buty litotomiczne MAQUET stanowią ergonomiczne wyposażenie podczas zabiegów ginekologicznych, urologicznych, ortopedycznych, laparoskopowych oraz pozostałych zabiegów wymagających ułożenia litotomicznego. Stosowane do zabiegów, gdzie wymagana jest śródoperacyjna zmiana ułożenia kończyn dolnych,
- Specyfikacja techniczna:
  - Regulacja na boki w zakresie: 10° / 0° / 23°,
  - Regulacja góra / dół w zakresie: 50° / 0° / 85°,
- Wymiary:
  - Całkowite: 100 x 40 cm,
  - Mocowania stopy: 13 x 18 cm,
  - Oparcie łydki: 15 x 27 cm,
- W zestawie:
  - 2szt. Kości mocującej SCHMITZ,
- Maksymalny udźwig: 250 kg,
- Waga: 9 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

