



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek endoskopowy (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Regulacja wieszaka na endoskopy w zakresie: 98 cm,
 - Wbudowany uchwyt do swobodnego przemieszczania wózka,
 - Boczne mocowanie na butle,
 - Mobilny na 4 kółkach (2 hamujące),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 5 szt. przewodów zasilających oprzyrządowanie,
 - Wieszak na endoskopy,
- Wymiary:
 - Całkowite: 74 x 66 x 140 cm,
 - Górna półka: 39 x 40 cm,
 - Środkowe półki na oprzyrządowanie: 47 x 39 cm,
 - Dolna półka: 53 x 30 cm,
- Waga: 43 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

