



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel stomatologiczny TS-6830 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 800 VA,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze zielonym posiada ślady użytkowania (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Tapicerka zmywalna w kolorze zielonym,
 - Elektryczna regulacja za pomocą przewodowego pilota sterującego:
 - Regulacja wysokości: 54 – 80 cm,
 - Oparcia pleców w zakresie 55°,
 - **Manualna regulacja:**
 - Wysokości zagłówek: 16 cm,
 - Pochylenia zagłówek: 140°,
 - Rozstawu podłokietników: 180°,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Pilot sterujący,
- Wymiary:
 - Oparcia pleców: 63 x 46 cm,
 - Leża: 45 x 108 cm,
 - Zagłówek: 21 x 16 cm,
 - Całkowite: 62 x 170 x 68 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 kg,
- Waga: 100 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

