



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Fotel ginekologiczny GOLEM 6 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji czeskiej, (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze kremowym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Elektryczna regulacja wysokości fotela w zakresie 62 – 92 cm,
  - Manualna regulacja nachylenia oparcia w zakresie od 0° do 90°,
  - Manualna regulacja wysokości podnóżka w zakresie: 32 cm,
  - Miejsce na papier o szerokości 52 cm,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Obustronne uchwyty boczne pacjenta,
  - 2 szt. - podnóżek pacjenta GOPEL,
  - Wysuwana misa na nieczystości o średnicy:  $\varnothing$ 28 cm,
  - Stopień pacjenta,
- Wymiary:
  - Całkowite: 78 x 90 x 147/179 cm,
  - Zagłówek: 60 x 50 x 6 cm,
  - Oparcie pleców: 61 x 50 x 6 cm,
  - Siedzisko: 60 x 41 x 6 cm,
  - Podest: 66 x 33 x 25 cm,
  - Długość w pozycji leżącej: 141 cm,
- Maksymalny udźwig: 150 KG,
- Waga: 84 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

