



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw MELAG VACUKLAV 24V (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2500 W
- **Melag Vacuklav 24V** jest automatycznym autoklawem klasy B wyposażonym w stację uzdatniania wody **MELAdem 40**,
- Próżnia wstępna i próżnia frakcyjna wytwarzane przez pompę próżniową,
- Elektroniczny wyświetlacz LCD,
- Menu urządzenia w języku niemieckim,
- Alarmy akustyczne,
- Gniazdo do drukarki RS 232,
- **Posiada 6 programów pracy:**
  - Program uniwersalny: 134° C - narzędzia metalowe, opakowane,
  - Program szybki: 134° C - narzędzia metalowe, nieopakowane,
  - Program Schon: 121° C - narzędzia opakowane, gumowe, tekstylia, szkło,
  - Dezynfekcja: 105° C - narzędzia nieopakowane,
  - Test Bowie & Dick: 134° C, 2,2 bar 3,5 min - test na przenikalność pary wodnej, służący do sprawdzenia sprawności autoklawu przez użytkownika,
  - Test szczelności: test próżniowy służący do sprawdzenia szczelności autoklawu,
- **W zestawie:**
  - **Fabrycznie nowy demineralizator MELAdem 40**, (stacja zmiękczenia wody):
    - Pozwala szybko i tanio uzyskać wodę demineralizowaną. Urządzenie pracuje na zasadzie dejonizacji i może zostać podłączone bezpośrednio do autoklawu. Dwukomorowy system gwarantuje optymalne zużycie wkładu żywicznego,
    - Produkcji niemieckiej,
    - Pojemność złoża: 210 l,
    - Wydajność: 115 l/h przy 700 µS/cm wody wodociągowej,
    - Czystość wody: < 1-5 µS/cm<sup>2</sup>,
    - Wymiary: 32 x 35 x 15 cm,
  - 2 wkłady z żywicą mieszaną do MELAdem 40,
  - Przewód zasilający,
  - Węże przyłączeniowe - 2 szt.,
  - Tacki sitkowe o wymiarach: 41 x 18 x 1,5 cm - 2 szt.,
  - Uchwyt do tacek,
- Wymiary:
  - Pojemność komory: 19,5 L,
  - Komory: Ø 22,5 cm, głębokość 45 cm,
  - Demineralizatora: 32 x 35 x 15 cm,
  - Ogólne: 53 x 70 x 49 cm,
- Waga: 48 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

