



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Sterylicator na suche powietrze IONTO-STERIL UL (Rekondycjonowany (uzywany))**

- Rekondycjonowany (uzywany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjecia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Czestotliwosc: 50/60 Hz,
- Moc: 690 W,
- **IONTO-STERIL UL** to sterylizator na gorace powietrze, jest w pelni bezpiecznym i trwalym urzadzeniem. Spelnia wszelkie wymagania w zakresie urzadzen kompaktowych,
- Bezpieczenstwo gwarantuje funkcja automatycznego wyliczenia cyklu sterylizacji wlicznie z wyliczeniem zasilania po zakonczeniu cyklu,
- Urzadzenie moze byc stosowane w weterynarii i medycynie,
- Wymuszony obieg powietrza,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Pojemnosc: 4.3 L,
  - Plynnna regulacja temperatury do max. 180° C,
  - Posiada wylicznik czasowy ustawiany w zakresie: 0 - 120 min,
  - Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, mocna konstrukcja i duza trwaosc urzadzenia,
  - Sterylizacja sucha,
- **W zestawie:**
  - Przewod zasilajacy,
  - Uchwyt do tacki,
  - Tacka - 1 szt.,
- Wymiary:
  - Calkowite: 31 x 41.5 x 26 cm,
  - Tacka: 18 x 28 cm,
- Waga calkowita: 14 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przeglad i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) wazny przez okres 12-miesiaczy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiaczy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiace na rynek miedzynarodowy,**
  - **Możliwość przedluzenia gwarancji za doplata do 12-miesiaczy na rynek krajowy oraz miedzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

