



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szyna rehabilitacyjna CPM KINETEC PRIMA PLUS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 VA,
- Pacjent może zatrzymać lub zmienić kierunek ruchu w każdym momencie. Regulowana długość pozwala ćwiczyć dzieciom i dorosłym. Sterowanie za pomocą potencjometrów (zgięcie, wyprost, prędkość), oraz przycisku pacjenta (pauza/zmiana kierunku),
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres zgięcia stawu kolanowego: $-5^{\circ}/0/115^{\circ}$,
 - Zakres zgięcia stawu biodrowego: $10^{\circ} - 75^{\circ}$,
 - Staw skokowy: - zgięcie podszwowe - zgięcie grzbietowe: $40^{\circ}/30^{\circ}$,
 - Płynna regulacja prędkości od $40^{\circ}/\text{min}$ do $145^{\circ}/\text{min}$,
 - Wymiary pacjenta: 150- 195 cm,
 - Regulacja długości podparcia całej kończyny: 71 - 99 cm,
 - Regulacja długości podparcia łydki: 38 - 53 cm,
 - Regulacja długości podparcia uda: 33 - 46 cm,
 - Możliwość stosowania do lewej i prawej nogi oraz pełne dostosowanie do budowy anatomicznej pacjenta (ustawienie urządzenia do długości kości udowej oraz piszczelowej),
 - Sterowanie za pomocą potencjometrów (zgięcie, wyprost, prędkość), oraz przycisku pacjenta (pauza),
 - Ustawienie dowolnych kątów zgięcia oraz wyprostów i prędkości ćwiczenia,
 - Możliwość czynnych ćwiczeń zgięcia podszwowego lub grzbietowego stopy,
 - Wyposażony w pilota załączającego urządzenie,
- Mobilny wózek transportowy do szyny CPM na 4 kółkach hamujących z podstawą na akcesoria,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Mobilny wózek transportowy do szyny CPM,
- Wymiary: : 95 x 33 x 48 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 KG,
- Waga: 18 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

