



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw MELAG VACUKLAV 24V (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2500 W,
- **Melag Vacuklav 24V** jest automatycznym autoklawem klasy B wyposażonym w stację uzdatniania wody **MELAdem 40**,
- Próżnia wstępna i próżnia frakcyjna wytwarzane przez pompę próżniową,
- Elektroniczny wyświetlacz LCD,
- Menu urządzenia w języku niemieckim,
- Alarmy akustyczne,
- Gniazdo do drukarki RS 232,
- **Posiada 6 programów pracy:**
 - Program uniwersalny: 134° C - narzędzia metalowe, opakowane,
 - Program szybki: 134° C - narzędzia metalowe, nieopakowane,
 - Program Schon: 121° C - narzędzia opakowane, gumowe, tekstylia, szkło,
 - Dezynfekcja: 105° C - narzędzia nieopakowane,
 - Test Bowie & Dick: 134° C, 2,2 bar 3,5 min - test na przenikalność pary wodnej, służący do sprawdzenia sprawności autoklawu przez użytkownika,
 - Test szczelności: test próżniowy służący do sprawdzenia szczelności autoklawu,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: niemieckim,**
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy demineralizator MELAdem 40, (stacja zmiękczenia wody):
 - Pozwala szybko i tanio uzyskać wodę demineralizowaną. Urządzenie pracuje na zasadzie dejonizacji i może zostać podłączone bezpośrednio do autoklawu. Dwukomorowy system gwarantuje optymalne zużycie wkładu żywicznego,
 - Produkcji niemieckiej,
 - Pojemność złoża: 210 l,
 - Wydajność: 115 l/h przy 700 µS/cm wody wodociągowej,
 - Czystość wody: < 1-5 µS/cm²,
 - Wymiary: 32 x 35 x 15 cm,
 - 2 wkłady z żywicą mieszaną do MELAdem 40,
 - Węże przyłączeniowe - 2 szt.,
 - Tacki perforowane o wymiarach: 18 x 37 x 1,5 cm - 2 szt.,
 - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
 - Pojemność komory: 19,5 L,
 - Komory: Ø 22,5 cm, głębokość 45 cm,
 - Demineralizatora: 32 x 35 x 15 cm,
 - Ogólne: 53 x 70 x 49 cm,
- Waga: 48 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

