



Autoklaw MELAG 15-EN MELATRONIC (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1500 W,
- **Posiada 4 programy pracy:**
 - Program uniwersalny - czas wyjaławiania 5,5 min przy 134 °C,
 - Program szybki - czas wyjaławiania 3,5 min przy 134 °C,
 - Program ochronny - czas wyjaławiania 20,5 min przy 121 °C,
 - Program prion - czas wyjaławiania 20,5 min przy 134 °C,
- Pojemność komory sterylizacyjnej: 6.7 litra,
- Ręczne napuszczanie wody,
- Przycisk spuszczenia ciśnienia,
- **Menu w języku niemieckim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Stojak na tacki,
 - Uchwyt na tacki,
 - 2 szt. - tacki o wymiarach 11.5 x 34 cm,
- Wymiary: 44 x 50 x 33 cm,
- Waga: 19 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

