



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny GOLEM 6 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji czeskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Elektryczna regulacja wysokości fotela w zakresie: 59 - 88 cm,
 - Manualna regulacja nachylenia oparcia w zakresie: 0° / 53°,
 - Manualna regulacja wysokości podnóżka w zakresie: 32 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Obustronne uchwyty boczne pacjenta,
 - 2 szt. - podnóżek pacjenta GOEPEL,
 - Wysuwana miska na nieczystości o średnicy: ø25 cm,
 - Stopień pacjenta,
- Wymiary:
 - Oparcie pleców: 60 x 85 cm,
 - Segment siedziska: 60 x 39 cm,
 - Długość całkowita w pozycji leżącej: 128 cm,
 - Wymiary całkowite: 75 x 124 x 120/149 cm,
- Maksymalny udźwig: 150 KG,
- Waga: 84 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

