



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podnóżki ginekologiczne (podkolanniki) MAQUET (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Wsparcie nóg w pozycji siedzącej lub leżącej,
- Elementy wyposażenia stołów operacyjnych lub foteli diagnostycznych,
- Wyposażone są w poliuretanowy materac,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Regulacja wysokości w zakresie: 40 cm,
 - Regulacja obrotu podnóżka w zakresie 360°,
 - Swobodna regulacja podnóżka w zakresie przechyłu na boki oraz w poziomie,
 - Pasy mocujące nogi,
- **W zestawie:**
 - Kość mocująca podkolanniki do szyny,
- Wymiary:
 - Podnóżka: 23 x 42 cm,
 - Całkowite: 20 x 45 x 72 cm,
- Waga: 4.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

