



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel okulistyczny SCHWIND (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nowa tapicerka z ałestem medycznym w kolorze kremowym,**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Manualna regulacja:**
 - Wysokości zagłówa w zakresie: 30 cm,
 - Swobodna regulacja przechyłu zagłówa,
 - Obustronna regulacja przechyłu oparcia w zakresie: 17° - 42°,
 - **Elektryczna regulacja:**
 - Regulacja wysokości za pomocą sterownika nożnego w zakresie: 47 - 68 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Sterownik nożny,
- **Wymiary:**
 - Zagłówa: 26 x 18 cm,
 - Oparcia pleców: 45 x 45 cm,
 - Siedzisko: 50 x 48 cm,
 - Całkowite: 67 x 60 x 126/147 cm,
- Waga: 55 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

