



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podpórka pod rękę MAQUET (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Podpórka pod rękę do stołu operacyjnego MAQUET z mocowaniem na szynę,
- Specyfikacja techniczna:
 - Podkładka wklęsła,
 - Możliwość regulacji w zakresie 360° w poziomie oraz swobodnej regulacji w pionie,
 - Regulacja wysokości w zakresie: 44 cm,
- **W zestawie:**
 - Uchwyt mocowania do szyny,
- Wymiary:
 - Długość podkładki: 45 cm,
 - Szerokość podkładki: 12 cm,
- Waga: 3 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

