



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat anestezyjologiczny DRAGER CATO EDITION (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Oprogramowanie: 6.43,**
- **Posiada jeden port na parownik z powszechnie stosowanymi układami złączy firmy Dräger DW-2000, brak parownika w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Zasilany w gazy z centralnej instalacji: O2, AIR, N2O,
- Możliwość zasilania w gazy z dodatkowych butli O2 lub N2O,
- Respirator napędzany silnikiem elektrycznym (sterowany elektronicznie),
- **Wbudowany monitor pomiaru gazów DRAGER** wraz z pułapką wodną:
  - Z pomiarem wdechowym i wydechowym stężenia tlenu, podtlenu azotu, dwutlenku węgla i 5 gazów anestetycznych: DES, ENF, HAL, ISO, SEV,
  - Alarmy akustyczne i wizualne,
  - Foliowany panel sterowania,
- **Tryby wentylacji:**
  - Ręczny, spontaniczny, IPPV, PCV, SIMV,
  - Stosunek I:E 1:3 – 2:1, płynnie,
  - PEEP 0:2 – 15 mbr,
  - Objętość wdechowa 10 – 1400 ml,
  - Częstotliwość wdechów 6 – 60/min. ( IPPV ),
  - 3 – 60/min ( SIMV ),
- Płynna regulacja przepływu gazów: O2, AIR, N2O, od 0,0 do 12 L / min, (cyfrowe wyświetlacze oraz manometry),
- Kompaktowy podgrzewany układ pacjenta,
- Wbudowany monitor LED z funkcją pomiaru gazów: O2, AIR, N2O oraz panel sterowania i wyświetlacz funkcji respiratora,
- Wyposażony w nowy czujnik O2,
- Łatwy w obsłudze i czytelny wyświetlacz,
- Miejsce na dwie butle gazowe,
- **SSAK DRAGER INZEKTOROWY:**
  - Słój ssaka DRAGER o pojemności 700 ml przystosowany do odciągania flegmy,
- Błat roboczy o wymiarach: 42,5 x 37 cm,
- Szuflada o wymiarach: 35 x 27 x 10.5 cm,
- Listwy boczne do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Mobilny, na kółkach, w tym 2 z hamulcem,
- **Aparat wyposażony w:**
  - **Monitor pacjenta / kardiomonitor SIEMENS SC 7000:**
    - Stan techniczny: bardzo dobry,
    - Stan wizualny: bardzo dobry,
    - Produkcji: U.S.A., (2008 r.),
    - Zasilanie: 230 V,
    - Częstotliwość: 50/60 Hz,
    - Wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz LCD 10.4",
    - Foliowany i czytelny panel sterowania,
    - Obsługa za pomocą pokrętki nawigacyjnej ComWheel ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
    - Alarmy akustyczne i wizualne,
    - Wygodny uchwyt i wytrzymała obudowa ułatwiają przenoszenie,
    - Wbudowany czytnik kart pamięci PCMCIA,
    - **Wyposażony w następujące moduły z okablowaniem:**
      - EKG – przewód 3 odprowadzeniowy,
      - SPO2 – Czujnik + przedłużacz SPO2,
      - NIBP – Mankiet i przewód powietrzny w komplecie,
      - TEMP – brak (możliwość doposażenia za dopłatą),
    - **Wejścia:**
      - Ethernet,
      - Sync.,
      - RS-232,
      - Analog,
      - HemoMed1,
      - Aux/Hemo 3,
      - MultiMed,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, NL, DE, FN, IT, ES,**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Węże zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
  - Układ oddechowy pacjenta,
  - Linia próbkująca do pomiaru gazów,
  - EKG – przewód 3 odprowadzeniowy,
  - SPO2 – Czujnik silikonowy firmy BIOGENESIS + przedłużacz SPO2,
  - NIBP – Mankiet i przewód powietrzny w komplecie,
- Wymiary:
  - Całkowite: 96 x 73 x 176 cm,
  - Monitora: 33 x 18 x 25 cm,
- Waga: 155 kg,
- Kat 02,
- **W cenę aparatu wliczony dowóz, montaż sprzętu oraz szkolenie,**
- **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne,**
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

