



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjno-zabiegowy MERIVAARA PRACTICO (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji fińskiej, (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 7 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nowa tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Specyfikacja techniczna:**
  - **Elektryczna regulacja za pomocą pilota przewodowego:**
    - Wysokości: 78 - 108 cm,
    - Oparcia pleców: -30° / 0° / 74°,
    - Trendelenburga: 30°,
    - Anty-Trendelenburga: 25°,
    - Przechyłu boczne: 21°,
  - **Manualna regulacja:**
    - Oparcia nóg: -65° / 0° / 26° (przy wysokości leża na poziomie 78 cm),
    - Oparcia nóg: -90° / 0° / 26° (przy wysokości leża na poziomie 94 cm),
    - Swobodna regulacja zagłówek,
  - Wbudowane szyny boczne do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - Hamulec centralny,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Pilot sterujący przewodowy,
- Wymiary:
  - Całkowite: 200 x 58 x 78 / 108 cm,
  - Segment oparcia pleców: 55 x 63 x 6.5 cm,
  - Segment siedziska: 55 x 46 x 6.5 cm,
  - Segment nóg: 55 x 62 x 6.5 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 KG,
- Waga: 165 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

