



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta i gazów anestetycznych GE DATEX-OHMEDA S/5 F-CM1-01 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji finladzkiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 3600 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 140 VA,
- **Specyfikacja:**
 - Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej: 12,1",
 - Duże wykresy i cyfry ułatwiają oglądanie z dużej odległości i pod różnymi kątami widzenia,
 - Podstawowa hemodynamika i pełne pomiary gazu w drogach oddechowych,
 - Można wyświetlić do 8 wykresów i 4 pola cyfr numerycznych,
 - 24-godzinne trendy graficzne i numeryczne mogą być wyświetlane i wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do danych historycznych,
 - Priorytetowe i regulowane alarmy oznaczone kolorami, którymi można zarządzać z poziomu monitora,
 - Intuicyjny, łatwy w użyciu interfejs S/5 przeznaczony do procesu opieki anestetycznej,
- **Kardiomonitor wyposażony w:**
 - **Moduł gazowy GE DATEX OHMEDA M-CAiOV,**
 - **Moduł monitorowania pacjenta DATEX OHMEDA M-NESTPR:**
 - Monitorowanie:
 - EKG,
 - TEMP,
 - RESP,
 - NiBP,
 - SPO₂,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewód EKG 3 - odprowadzeniowy,
 - Nowy czujnik SPO₂,
 - Nowy mankiet NiBP z węzłem przedłużającym,
- Wymiary całkowite: 35.5 x 20.5 x 34 cm,
- Waga: 11 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

